

Produktbroschüre

08.08.2026

# KERN 348-05

Milligrammgewicht, M1, 20 mg, Plättchen, Edelstahl poliert

DEUTSCH



## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## PIKTOGRAMME

Standard

Option



## ZUBEHÖR

| Modell      | Beschreibung                                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 315-242     | Pinzetten 315-242 (Polyamid   100 mm)                                                                                        |
| 315-247     | Pinzetten 315-247 (Edelstahl, Kunststoff   136 mm)                                                                           |
| 317-009-600 | Aluminium-Gewichtsetui 317-009-600 (für Nennwerte 1 mg - 500 mg (einzel)   für Klassen E1 - M3   für Bauform Bruchgramm)     |
| 318-270     | Pinzel 318-270                                                                                                               |
| 338-090-200 | Holz-Gewichtsetui 338-090-200 (für Nennwerte 1 mg - 500 mg (einzel)   für Klassen E1 - M2   für Bauform Knopf/Kompakt)       |
| 347-009-400 | Kunststoff-Gewichtsetui 347-009-400 (für Nennwerte 1 mg - 500 mg (einzel)   für Klassen E1 - M2   für Bauform Knopf/Kompakt) |

## DIENSTLEISTUNGEN

| Modell   | Beschreibung                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 920-350  | Markierung per Lasergravur (Individuelle Markierung) KERN 920-350 |
| 962-655  | DAkKS-Kalibrierschein 962-655                                     |
| 962-655R | DAkKS-Rekalibrierung 962-655R                                     |

## KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage