


Produktbroschüre

08.08.2026

KERN 318-07

Milligrammgewicht, E2, 100 mg, Plättchen, Edelstahl poliert

DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

BITTE BEACHTEN SIE FÜR IHRE BESTELLUNG

- Für dieses Gewicht empfehlen wir auf Grund der sehr genauen Gewichtsklasse unbedingt ein Etui. Eine Auswahl finden Sie im Abschnitt Zubehör

PIKTOGRAMME

Standard

Option



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
315-242	Pinzetten 315-242 (Polyamid 100 mm)
315-243	Pinzetten 315-243 (Edelstahl 105 mm)
315-247	Pinzetten 315-247 (Edelstahl, Kunststoff 136 mm)
317-009-600	Aluminium-Gewichtsetui 317-009-600 (für Nennwerte 1 mg - 500 mg (einzel) für Klassen E1 - M3 für Bauform Bruchgramm)
318-270	Pinsel 318-270
338-090-200	Holz-Gewichtsetui 338-090-200 (für Nennwerte 1 mg - 500 mg (einzel) für Klassen E1 - M2 für Bauform Knopf/Kompakt)
347-009-400	Kunststoff-Gewichtsetui 347-009-400 (für Nennwerte 1 mg - 500 mg (einzel) für Klassen E1 - M2 für Bauform Knopf/Kompakt)

DIENTSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
920-350	Markierung per Lasergravur (Individuelle Markierung) KERN 920-350
921-357	Garantierte Plus-Abweichung ($> +1/3$ OIML) KERN 921-357
962-357	DAkks-Kalibrierschein 962-357
962-357R	DAkks-Rekalibrierung 962-357R

KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage